

## Materialbestellung Allgemein




Materialausgabe Montag bis Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr. Die Bestellung wird im Postbüro deponiert!










Lieferzeiten zwischen 24 – 72 Stunden / ausgenommen an Wochenenden und Feiertagen

Bestellung an Mail [materialorder@zlz.ch](mailto:materialorder@zlz.ch) oder Fax 044 386 45 55

Klinik:	_____	Abteilung:	_____
Einsender	_____	Bestelldatum:	_____
Code:	_____	Telefon für	_____
Bestellt von:	_____	Rückfragen:	_____

Formulare					
Art.-Nr.	Menge	Was	Eingetragen	Erledigt am	Erledigt von
10.001		Routine	<input type="checkbox"/>		
10.002		Notfall			
10.003		Immunhämatologie			
10.004		Urin			
10.005		Punktat-/Liquor			
10.006		Allergie A Allgemein			
10.013		Allergie B Nahrungsmittel			
10.007		Mikrobiologie			
10.010		Risiko-Screening & Präeklampsie			
10.011		Präeklampsie-Diagnostik NOTFALL			
10.012		MRSA Screening Multiresistenz			
10.014		B-Strepto-Screening			
10.015		SARS-CoV-2			
10.501		Materialbestellformular ZLZ			

Versandtüten			
Art.-Nr.	Menge	Was	
20.001		Versandtüten transparent	
20.002		Versandtüten grün (nur für Notfall)	
20.003		Versandtüten blau (nur für Intensiv)	

Verbrauchsmaterial			
Art.-Nr.	Menge	Was	
50.001		Quantiferon-Set (Tbc)	
50.002		Punktat-Set (Chemie, Zytologie, Bakteriologie)	
50.003		Liquor-Set (Chemie, Zytologie, Bakteriologie, Lumbalpunktion)	
30.011		Spurenelement-Röhrchen, dunkelblau, mit K2 EDTA, 6 ml, max. 3 Stk.	
30.009		Heparin-Röhrchen, grün, mit Lithium-Heparin, ohne Trenngel, 6 ml, max. 3 Stk.	
30.510		ThromboExact-Röhrchen, dunkelrot, bei Verdacht auf Pseudothrombozytopenie, 2,7 ml	
60.004		Calprotectin-Röhrchen, blau (max. 3 Stk.)	
60.005		OC-Sensor Test (okkultes Blut im Stuhl)	
70.013		Polypropylenröhrchen für Liquor nativ, 5 ml	

10.501 Gültig ab 1.01.2026/V8













## Materialbestellung Mikrobiologie




Materialausgabe Montag bis Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr. Die Bestellung wird im Postbüro deponiert!

Lieferzeiten zwischen 24 – 72 Stunden / ausgenommen an Wochenenden und Feiertagen

Bestellung an Mail [materialorder@zlz.ch](mailto:materialorder@zlz.ch) oder Fax 044 386 45 55

Klinik:	_____	Abteilung:	_____
Einsender	_____	Bestelldatum:	_____
Code:	_____	Telefon für	_____
Bestellt	_____	Rückfragen:	_____
von:	_____		

Verbrauchsmaterial			
Art.-Nr.	Menge	Was	
20.005		Versandtüte, transparent, mit Auslaufschutz, ZetLab	
70.001		Darminfektions-Set (Allg. Bakteriologie, Parasiten, Diarrhoe-Screen)	
70.004		Borsäure-Röhrchen, olivgrün, mit Transfereinheit, 10 ml	
70.005		Probenentnahme- und Transportsystem für alle Abstriche	
70.015		Virusstabilisations-Röhrchen für Corona-Test, 2 ml, rot	
70.006		Tupfer fein	
70.007		Blutkultur-Flaschen, aerob und anaerob, kein Adapter nötig	
70.008		Blutkultur-Flasche (Kinder)	
70.009		Steriles Röhrchen (Allgemeine Bakteriologie des Sputums, Punktionsmaterial) 50 ml	
70.010		Steriles Röhrchen (Liquor, Punktate von Gelenken, Aszites) 15 ml	
70.011		Steriles Gefäss, 55 x Ø 44 mm, für OPS	
60.504		24h-Urinsammelflasche, integrierte Transfereinheit, 3 l (24h+4 Urin nativ)	

Sonikationsbehälter – nur für die Operationssäle			
Art.-Nr.	Anzahl	Was	
80.001		Sonikationsbehälter, rechteckig, 135x102x68 470 ml	
80.002		Sonikationsbehälter, rechteckig, 205x134x118, 1900 ml	
80.003		Sonikationsbehälter, rechteckig, 279x116x60, 1000 ml	
80.005		Sonikationsbehälter, Rohr Ø 70x1000 mm	