

Materialbestellung Allgemein




Materialausgabe Montag bis Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr. Die Bestellung wird im Postbüro deponiert!











Lieferzeiten zwischen 24 – 72 Stunden / ausgenommen an Wochenenden und Feiertagen

Bestellung an Mail materialorder@zlz.ch oder Fax 044 386 45 55

Klinik: _____	Abteilung: _____
Einsender	
Code: _____	Bestelldatum: _____
Bestellt von: _____	Telefon für Rückfragen: _____

Formulare					
Art.-Nr.	Menge	Was	Eingetragen	Erledigt am	Erledigt von
10.001		Routineformular	<input type="checkbox"/> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-45deg); position: absolute; top: 50%; left: 50%;">Ausgefüllt durch ZLZ</div>		
10.002		Notfallformular			
10.003		Immunhämatologieformular			
10.004		Urinformular			
10.005		Punktat-/Liquorformular			
10.006		Allergieformular			
10.007		Mikrobiologieformular			
10.010		Risiko-Screeningformular			
10.501		Materialbestellformular ZLZ			

Versandtüten			
Art.-Nr.	Menge	Was	
20.001		Versandtüten transparent	
20.002		Versandtüten grün (nur für Notfall)	
20.003		Versandtüten blau (nur für Intensiv)	

Verbrauchsmaterial			
Art.-Nr.	Menge	Was	
50.001		Quantiferon-Set (Tbc)	
50.002		Punktat-Set (Chemie, Zytologie, Bakteriologie)	
50.003		Liquor-Set (Chemie, Zytologie, Bakteriologie, Lumbalpunktion)	
50.004		Corona-Set (Probenentnahme- und Transportsystem für alle Abstriche, Versandtüten, Formular)	
30.011		Spurenelement-Röhrchen, dunkelblau, mit K2 EDTA, 6 ml, max. 3 Stk.	
30.009		Heparin-Röhrchen, grün, mit Lithium-Heparin, ohne Trenngel, 6 ml, max. 3 Stk.	
30.510		ThromboExact-Röhrchen, dunkelrot, bei Verdacht auf Pseudothrombozytopenie, 2.7 ml	
60.004		Calprotectin-Röhrchen, blau (max. 3 Stk.)	
60.005		OC-Sensor Test (okkultes Blut im Stuhl)	
70.013		Polypropylenröhrchen für Liquor nativ, 5 ml	

10.501 Gültig ab 22.03.2022/V4












Materialbestellung Mikrobiologie





Materialausgabe Montag bis Freitag von 8:00 – 16:00 Uhr. Die Bestellung wird im Postbüro deponiert!

Lieferzeiten zwischen 24 – 72 Stunden / ausgenommen an Wochenenden und Feiertagen

Bestellung an Mail materialorder@zlz.ch oder Fax 044 386 45 55

Klinik: _____ Abteilung: _____
 Einsender _____
 Code: _____ Bestelldatum: _____
 Bestellt von: _____ Telefon für Rückfragen: _____

Verbrauchsmaterial			
Art.-Nr.	Menge	Was	
20.005		Versandtüte, transparent, mit Auslaufschutz, ZetLab	
70.001		Darminfektions-Set (Allg. Bakteriologie, Parasiten, Diarrhoe-Screen)	
70.004		Borsäure-Röhrchen, olivgrün, mit Transfereinheit, 10 ml	
70.005		Probenentnahme- und Transportsystem für alle Abstriche	
70.006		Tupfer fein	
70.007		Blutkultur-Flaschen, aerob und anaerob, kein Adapter nötig	
70.008		Blutkultur-Flasche (Kinder)	
70.009		Steriles Röhrchen (Allgemeine Bakteriologie des Sputums, Punktionsmaterial) 50 ml	
70.010		Steriles Röhrchen (Liquor, Punktate von Gelenken, Aszites) 15 ml	
70.011		Steriles Gefäss, 55 x Ø 44 mm, für OPS	
60.504		24h-Urinsammelflasche, integrierte Transfereinheit, 3 l (24h+4 Urin nativ)	

Sonikationsbehälter – nur für die Operationssäle			
Art.-Nr.	Anzahl	Was	
80.001		Sonikationsbehälter, rechteckig, 135x102x68 470 ml	
80.002		Sonikationsbehälter, rechteckig, 205x134x118, 1900 ml	
80.003		Sonikationsbehälter, rechteckig, 279x116x60, 1000 ml	
80.004		Sonikationsbehälter, rund, Ø 129 mm, 600 ml	
80.005		Sonikationsbehälter, Rohr Ø 70x1000 mm	